

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cisnieniomierz-naramienny-bm28-p-407740.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ciśnieniomierz naramienny BM28

Cena brutto	186,99 zł
Cena netto	173,14 zł
Numer katalogowy	HPBEUCINARABM28
Kod producenta	BM28
Kod EAN	4211125658137
Mankiet	Od 220 do 420 mm
Wyświetlacz	Rozmiar wyświetlacza: 4,6 x 5,8 cm Technologia wyświetlacza: Ekran LCD Podświetlany wyświetlacz: Nie Kolor cyfr: Czarny
Waga	475
Akcesoria w zestawie	Ciśnieniomierz Mankiet górny (2242 cm) Instrukcja obsługi 4 baterie AA 1,5 V LR6 Pokrowiec
Typ (AGD)	Ciśnieniomierz naramienny
Wymiary	134 x 103 x 60 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	Beurer - __BEU%
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Gwarancja	24 mc.
Zakres pomiaru	Ciśnienie w mankiecie: 0300 mmHg Ciśnienie skurczowe: 50280 mmHg Ciśnienie rozkurczowe: 30200 mmHg Tętno: 40199 uderzeń/min
Rozpoznanie arytmii serca	Tak
Pomiar pulsu	Tak

Opis produktu

Ciśnieniomierz naramienny BM 28

Opatentowany wskaźnik(1) spoczynku zapewnia dokładność pomiaru

Kontrola prawidłowości założenia mankieta: do prawidłowego zakładania mankieta na ramię

Walidacja kliniczna zapewniająca wiarygodne wyniki pomiarów również w okresie ciąży

Nadaje się do stosowania w okresie ciąży

Ryzyko stanu przedrzucawkowego może być zwiększone przez wysokie ciśnienie krwi przed, w trakcie lub po ciąży, co sprawia, że pomiar ciśnienia krwi jest istotnym elementem opieki ciążowej. Ciśnieniomierze, które nie są przeznaczone dla kobiet w ciąży, mogą wskazywać inne wartości pomiarowe, jeśli z powodu nadciśnienia tętniczego w czasie ciąży pojawiają się zmiany struktur tkankowych i tętniczych. Dokładność pomiaru BM 28 firmy Beurer została potwierdzona klinicznym badaniem

walidacyjnym przeprowadzonym wśród kobiet w ciąży nawet jeśli u ciężarnej zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze lub stan przedzrzucawkowy.

Wskaźnik ryzyka

Za pomocą kolorowej skali sygnalizacji świetlnej wskaźnik ryzyka pokazuje, w jakim zakresie znajdują się zmierzone wartości tętna i ciśnienia krwi. Dzięki temu wyniki można łatwo rozpoznać i zinterpretować już na pierwszy rzut oka. Klasyfikacja wartości w odpowiednich zakresach kolorów jest pokazana w instrukcji obsługi.

Opatentowany wskaźnik spoczynku

Jednym z najczęstszych błędów występujących podczas pomiaru ciśnienia krwi jest brak odpowiedniego spoczynku układu krwionośnego. Dlatego urządzenie BM 28 wykorzystuje hemodynamiczną diagnostykę stabilności (HSD), aby sprawdzić, czy ciśnienie krwi zostało zmierzone przy wystarczającym spoczynku układu krążenia i czy wynik jest miarodajny.

Kontrola prawidłowości założenia mankietu

Aby pomiar tętna i ciśnienia krwi był dokładny i prawidłowy, mankiety nie może być zbyt luźny. Dzięki kontroli dopasowania mankieta w modelu BM 28 która za pomocą symbolu wskazuje, czy mankiety jest wystarczająco ciasny błędy pomiarowe można szybciej zidentyfikować i skorygować.

Scan & Save Twój cyfrowy dzienniczek pomiarów ciśnienia krwi do wszystkich ciśnieniomierzy, również bez Bluetooth. Ręczne zapisywanie wartości ciśnienia krwi to już przeszłość! Dzięki funkcji aplikacji Scan & Save" od teraz można zapisywać wartości pomiarowe wszystkich ciśnieniomierzy Beurer w formie cyfrowej w aplikacji HealthManager Pro również bez Bluetooth. Wystarczy zeskanować wyniki pomiarów za pomocą kamery smartfona, aby zostały one zapisane w aplikacji.

Pomiar na nadgarstku czy na ramieniu? To zależy tylko od użytkownika!

- Dokładne wyniki pomiarów
- Umieszczenie mankieta na wysokości serca
- Zalecane dla osób starszych, diabetyków i palaczy
- Innowacyjne systemy mankieta umożliwiają łatwe i wygodne pomiary easyClip i easyLock
- Idealny do podróży
- Odpowiedni dla młodszych osób
- Łatwość obsługi i użytkowania
- Precyzyjne wyniki pomiaru, gdy nadgarstek znajduje się na poziomie serca podczas pomiaru

Cięśnieniomierz naramienny z kontrolą dopasowania i wskaźnikiem stanu spoczynku

Cięśnieniomierz naramienny BM 28 firmy Beurer jest wyposażony w uniwersalny mankiety, który nadaje się także do ramion o dużym obwodzie, do 42 cm. Opatentowany wskaźnik spoczynku informuje, czy podczas pomiaru zapewniona jest stabilność hemodynamiczna i czy zmierzone wartości są porównywalne. Zintegrowana funkcja kontroli dopasowania mankieta daje dodatkową pewność poprawności zmierzonych wartości ciśnienia krwi podczas każdego pomiaru. Ponadto dokładność pomiaru urządzenia BM 28 została potwierdzona również podczas ciąży w badaniu klinicznym.

- Opatentowany wskaźnik¹) spoczynku zapewnia dokładność pomiaru
- Kontrola prawidłowości założenia mankieta: do prawidłowego zakładania mankieta na ramię
- Walidacja kliniczna zapewniająca wiarygodne wyniki pomiarów również w okresie ciąży
- Scan & Save: Elektroniczne dokumentowanie wartości ciśnienia krwi w aplikacji beurer HealthManager Pro
- Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
- Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
- 2 ustawiane czasy alarmów
- Wskaźnik ryzyka: z kolorową skalą do klasyfikacji wyników pomiaru
- Rozpoznawanie arytmii: rozpoznaje zaburzenia rytmu serca i ostrzega przed możliwością ich wystąpienia
- Automatyczna preselekcja ciśnienia i spustu powietrza
- 4 użytkowników, po 30 pomiarów każdy
- Obliczanie średniej wartości ze wszystkich zapisanych wyników pomiarów oraz ciśnienia mierzonego rano i wieczorem w ciągu ostatnich 7 dni
- Zasilacz dostępny oddzielnie
- W zestawie torebka do przechowywania
- W tym paszport ciśnienia krwi do dokumentowania zmierzonych wartości
- Wyrób medyczny
- Z mankieta dla osób o obwodzie ramienia 22-42 cm