

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cisnieniomierz-naramienny-z-funkcja-ekg-bm96-p-407747.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ciśnieniomierz naramienny z funkcją EKG BM96

Cena brutto	625,99 zł
Cena netto	579,62 zł
Numer katalogowy	HPBEUCINARABM96
Kod producenta	BM96
Kod EAN	4211125658014
Data Act	Beurer - __BEU%
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Gwarancja	24 mc.
Zakres pomiaru	Ciśnienie w mankiecie: 0300 mm Hg Ciśnienie skurczowe: 60280 mm Hg Ciśnienie rozkurczowe: 30200 mm Hg Tętno: 30199 uderzeń/min
Rozpoznanie arytmii serca	Tak
Pomiar pulsu	Tak
Mankiet	Od 220 do 240 mm
Pamięć pomiarów	120
Wyświetlacz	Rozmiar wyświetlacza: 10,4 cm x 6,7 cm Technologia wyświetlacza: Ekran LCD Podświetlany wyświetlacz: Tak Kolor tła wyświetlacza po włączeniu: Biały
Waga	744
Akcesoria w zestawie	Ciśnieniomierz z funkcją EKG Urządzenie do EKG Mankiet na ramię (2242 cm) Kabel USB 4 x baterie AA 1,5 V (LR6) Pokrowiec do przechowywania Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi urządzenia Ddodatek dotyczący wizyty u lekarz
Typ (AGD)	Ciśnieniomierz naramienny
Wymiary	Moduł główny: dł. 120 x szer. 144 x wys. 53 mm Urządzenie do EKG: głęb.: 22 x wys.: 120 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu



Ciśnieniomierz z funkcją EKG BM 96

1-Kanałowe EKG do rejestracji rytmu serca

Zaawansowane wykrywanie arytmii: Pozwala wykryć migotanie przedsionków w celu zapobiegania zawałom serca

Opatentowany wskaźnik spoczynku zapewnia dokładność pomiaru

2-w-1 Urządzenie wielofunkcyjne

BM 96 automatycznie mierzy ciśnienie krwi i puls na ramieniu. Dzięki stickowi EKG rejestruje również rytm serca. Połączenie pomiaru EKG i ciśnienia krwi umożliwia optymalne i kompleksowe monitorowanie zdrowia twojego serca.

Połączenie z aplikacją

Dzięki połączeniu z bezpłatną aplikacją beurer HealthManager Pro masz zawsze pod ręką wszystkie swoje wartości ciśnienia krwi oraz osobisty dziennik pomiarów ciśnienia.

Wykrywanie migotania przedsionków (AFib)

Zaawansowane wykrywanie arytmii identyfikuje migotanie przedsionków (AFib) oraz zaburzenia rytmu serca, co może przyczynić się do zapobiegania udarom.

Kompleksowy pomiar

Opatentowany wskaźnik spoczynku informuje, czy ciało znajduje się w wystarczającym stanie mentalnego i fizycznego spokoju, a zmierzone wartości ciśnienia krwi odpowiadają spoczynkowemu ciśnieniu krwi.

Zapis EKG

Ciśnieniomierz naramienny posiada poręczny uchwyt EKG, który można łatwo przechowywać we wnętrzu.

Istnieją trzy różne metody wykonywania pomiaru:

- Metoda pomiaru A: prawy palec wskazujący - klatka piersiowa
- Metoda pomiaru B: lewy palec wskazujący klatka piersiowa
- Metoda pomiaru C: lewa ręka prawa ręka

Wartości ciśnienia krwi pod kontrolą

Wysokie ciśnienie krwi często pojawia się stopniowo, bez żadnych objawów i dlatego jest rozpoznawane późno. Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko wystąpienia chorób następnych, takich jak zawał serca lub udar. Wysokie ciśnienie krwi można rozpoznać na wczesnym etapie, regularnie mierząc ciśnienie krwi.

Dzięki aplikacji beurer Health Manager Pro monitorowanie wartości ciśnienia krwi jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej:

- Szczegółowe dane pomiarowe
- Nowoczesna stylistyka i intuicyjna obsługa z pomocnymi wskazówkami dla użytkownika
- Stały towarzysz: Wartości pomiarowe są zawsze dostępne
- Funkcja eksportu w celu łatwej wymiany informacji z lekarzem